

TEST COVID 19

ANTIGENO NASAL PANBIO



RESUMEN

Una prueba rápida de diagnóstico *in vitro* para la detección cualitativa del antígeno (Ag) del **SARS-CoV-2** en muestras nasofaríngeas humanas con hisopo de **personas que cumplen los criterios clínicos y/o epidemiológicos** de la COVID-19. La prueba proporciona resultados preliminares de análisis, **los resultados negativos no descartan la infección por SARS-CoV-2 y no se pueden utilizar como el único fundamento para un tratamiento u otras decisiones de gestión.**

Positivo

Si dos bandas de color aparecen con una banda de color en la zona de control (C) y otra en la zona de Test (T) a los **15-20 minutos**, el resultado del test es positivo.

Atención: No importa lo tenue que sea el color de la banda en la zona de Test (T), el resultado debe considerarse como positivo.



Negativo:

Si una banda de color aparece en la zona de Control (C) y ninguna banda de color aparece en la zona de Test (T) a los **15-20 minutos**, el resultado es negativo.



Inválido:

Si no aparece ninguna línea de color en la zona de control (C) a los **15-20 minutos**, el test es inválido. Repita el test con una nueva tarjeta de test.



CERTIFICACIONES

